

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd307b Для Проточной Цитометрии - Q96La5

Артикул: CM0005863

введение

Высококачественное конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD307b (FCRL2) для проточной цитометрии. Валидировано на перекрестную реактивность с человеком, молекулярная масса белка 56 кДа, рекомбинантный иммуноген. Идеально для исследований в иммунологии В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого CD307b (мкАт)
Примечания/Альтернативные названия	FCRH2; IFGP4; IRTA4; SPAP1; CD307b; SPAP1A; SPAP1B; SPAP1C
Вид	Человек
GeneID	79368
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-395 человеческого CD307b (NP_110391.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96LA5
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом