


Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd314 Для Проточной Цитометрии - P26718

Артикул: CM0010636



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD314 (NKG2D), валидированные для проточной цитометрии. Позволяют напрямую обнаруживать экспрессию активирующего рецептора NK-клеток в иммунологических и онкологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий CD314 мАт
Примечания/Псевдонимы	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D12S2489E
Вид	Человек
ID гена (Человек)	22914
ID гена	22914
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P26718
Молекулярный вес белка	25кДа
Доставка	Сумка со льдом