

Кроличья Моноклональная Антитела К Человеческому Cd314 (Nkg2D), Меченная , Для Проточной Цитометрии - P26718

Артикул: CM0008716



введение

Конъюгированная с кроличья моноклональная антитела против человеческого CD314 (NKG2D), валидированная для проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований иммунного надзора и изучения активации NK- и Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья антитела к человеческому CD314, моноклональная
Примечания/алиасы	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D12S2489E
Вид	Человек
ID гена (человек)	22914
ID гена	22914
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 73-216 человеческого CD314 (NP_031386.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P26718
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом