

Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd317/Bst2 Для Проточной Цитометрии - Q10589

Артикул: CM0009447



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD317/BST2 (Tetherin/HM1.24), валидированные для проточной цитометрии (FC). Нацелены на антивирусный фактор ограничения массой 20 кДа; подходят для исследований врожденного иммунитета и отпочковывания вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human CD317/BST2 mAb
Примечания/Псевдоним	CD317; HM1.24; TETHERIN
Вид	Человек
ID гена (Человек)	684
ID гена	684
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 49-160 человеческого CD317/BST2 (NP_004326.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q10589
Молекулярная масса белка	20kDa
Доставка	С ледяным пакетом