

## Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd317/Bst2 Для Проточной Цитометрии - Q10589

Артикул: CM0008602



### введение

Моноклональные кроличьи антитела, конъюгированные с , нацеленные на человеческий CD317/BST2 (Tetherin). Разработаны для применения в проточной цитометрии. Полезны для изучения механизмов вирусной рестрикции, развития В-клеток и множественной миеломы.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Rabbit anti-Human CD317/BST2 mAb                                                                                                         |
| Примечания/Псевдоним      | CD317; HM1.24; TETHERIN                                                                                                                  |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                  |
| GeneID (Человек)          | 684                                                                                                                                      |
| GeneID                    | 684                                                                                                                                      |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 49-160 человеческого CD317/BST2 (NP_004326.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                   |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                  |
| Применение                | FC                                                                                                                                       |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                                  |
| SWISS                     | Q10589                                                                                                                                   |
| Молекулярный вес белка    | 18kDa/19kDa                                                                                                                              |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                           |