

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd317/Bst2 Для Fc - Q10589

Артикул: CM0012269



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD317/BST2 (Tetherin), валидированное для проточной цитометрии (FC). Идеально подходит для изучения противовирусного рестрикции и иммунной сигнализации в образцах человека. 18-19 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD317/BST2
Примечания/Альтернативные названия	CD317; HM1.24; TETHERIN
Вид	Человек
ID гена (Человек)	684
ID гена	684
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 49-160 человеческого CD317/BST2 (NP_004326.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q10589
Молекулярная масса белка	18 кДа/19 кДа
Доставка	В сумке со льдом