

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd317/Bst2 Для Fc - Q10589

Артикул: CM0010677



введение

-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD317/BST2 (тетерина), фактора ограничения вирусного почкования и маркера множественной миеломы. Для иммунофенотипирования на основе проточной цитометрии и противовирусных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого CD317/BST2 mAb
Примечания/Альтернативные названия	CD317; HM1.24; TETHERIN
Вид	Человек
GeneID (Человек)	684
GeneID	684
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 49-160 человеческого CD317/BST2 (NP_004326.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q10589
Молекулярная масса белка	18кДа/19кДа
Условия доставки	В термopakете со льдом