

Кроличья Моноклональная Антитело Против Человеческого Cd31/Ресam1 Для Проточной Цитометрии - P16284

Артикул: CM0008784



введение

Конъюгированная с кроличья моноклональная антитело, нацеленная на человеческий CD31/PECAM1, для приложений проточной цитометрии (ПЦ). Валидирована на человеческих образцах, распознает белок с молекулярной массой 83 кДа. Идеально подходит для исследований лейкоцитов и эндотелиальных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело против человеческого CD31/PECAM1
Примечания/Альтернативные названия	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5175
GeneID	5175
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 28-601 человеческого CD31 (NP_000433.4).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P16284
Молекулярная масса белка	83 кДа
Доставка	С хладагентом