

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd31/Ресam1 Для Проточной Цитометрии - P16284

Артикул: CM0010940



введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого CD31/PECAM1, конъюгированное с флуорофором , для анализа методом проточной цитометрии эндотелиальных клеток, тромбоцитов и лейкоцитов. Валидировано для FC, перекрестно реагирует с человеком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого CD31/PECAM1
Примечания/Альтернативные названия	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
Вид	Человек
GeneID	5175
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-601 человеческого CD31/PECAM1 (NP_000433.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P16284
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом