

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd326/Ерсат Для Fc - P16422

Артикул: CM0005021



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к человеческому CD326/EPICAM, валидированное для проточной цитометрии. Обнаруживает молекулу адгезии эпителиальных клеток для применения в исследованиях рака и стволовых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому CD326/EPICAM mAb
Примечания/Алиасы	ESA; KSA; M4S1; MK-1; DIAR5; EGP-2; EGP40; KS1/4; MIC18; TROP1; BerEp4; EGP314; HNPCC8; LYNCH8; MOC-31; Ber-Ep4; TACSTD1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4072
GeneID	4072
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-265 человеческого CD326/EPICAM (NP_002345.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P16422
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	В пакете со льдом