

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd326/Ерсam Для If/Icc И Fc - P16422

Артикул: CM0005562



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD326/ErCAM, валидированное для иммунофлуоресценции (IF/ICC) и проточной цитометрии (FC). Идеально для исследований молекулы адгезии эпителиальных клеток в онкологии и изучении стволовых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD326/ErCAM
Примечания/Альтернативные названия	ESA; KSA; M4S1; MK-1; DIAR5; EGP-2; EGP40; KS1/4; MIC18; TROP1; BerEp4; EGP314; HNPCC8; LYNCH8; MOC-31; Ber-Ep4; TACSTD1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4072
GeneID	4072
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-265 человеческого CD326/ErCAM (NP_002345.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P16422
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом