

Кроличья Моноклональная Антитело Против Человеческого Cd33 Для Проточной Цитометрии - P20138

Артикул: CM0009162



введение

Конъюгированная с кроличья моноклональная антитело против человеческого CD33 (Siglec-3, p67) для проточной цитометрии. Обнаруживает миелоидный поверхностный антиген с молекулярной массой ~40 кДа. Подходит для образцов человека. Только для научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличья моноклональная антитело против человеческого CD33
Примечания/Алиасы	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
Вид	Человек
ID гена (человек)	945
ID гена	945
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P20138
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	С ледяным аккумулятором