

Моноклональное Антитело Кролика Против Cd33 Человека Для Fc — P20138

Артикул: CM0011234



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика, направленное против CD33 человека (Siglec-3), валидированное для проточной цитометрии (FC) на образцах человека. Идеально подходит для анализа миеломоноцитарных клеток и микроглии; SWISS: P20138.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против CD33 человека
Примечания/алиасы	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
Вид	Человек
GeneID	945
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-259 CD33 человека (NP_001763.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P20138
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом