

Моноклональные Антитела Кролика Против Человеческого Cd33 Для Проточной Цитометрии - P20138

Артикул: CM0011611



введение

Моноклональные антитела кролика против человеческого CD33 для проточной цитометрии, реактивные с человеческим CD33. Подходят для обнаружения поверхностного антигена миелоидных клеток CD33, лектина, связывающего сиаловую кислоту и участвующего в иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human CD33 mAb
Примечания/Псевдоним	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	945
GeneID	945
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-259 человеческого CD33 (NP_001763.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P20138
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка со льдом