

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd33 Для Проточной Цитометрии - P20138

Артикул: CM0004807



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого CD33 (Siglec-3, gp67). Распознает внеклеточный домен. Валидировано для проточной цитометрии. Идеально подходит для иммунофенотипирования миелоидных клеток и микроглии. Только для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому CD33 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	CD33; SIGLEC-3; SIGLEC3; p67; молекула CD33
Вид	Человек
ID гена (Человек)	945
ID гена	945
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-259 человеческого CD33 (NP_001763.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P20138
Молекулярная масса белка	25 кДа/33 кДа/39 кДа
Условия доставки	В термоконтейнере со льдом