

Кролик Анти-Человеческий Cd335/Nkr46 Мат - O76036

Артикул: CM0005405



введение

Моноклональное антитело Кролик анти-Человеческий CD335/NKp46 для иммунофлуоресценции и проточной цитометрии для обнаружения естественного рецептора запуска цитотоксичности 1 на NK-клетках. Валидировано на образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий CD335/NKp46 мат
Примечания/Псевдоним	NCr1; CD335; LY94; NK-p46; NKp46; естественный рецептор запуска цитотоксичности 1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9437
GeneID	9437
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-254 человеческого CD335/NKp46 (NP_004820.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O76036
Молекулярный вес белка	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa
Доставка	Сумка со льдом