

Кроличье Моноклональное Антитело К Cd335/Nkp46 Человека Для Проточной Цитометрии (Fc) - O76036

Артикул: CM0012537



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD335/NKp46 человека, валидированное для проточной цитометрии. Распознает рецептор 1 естественной цитотоксичности (NCR1) на NK-клетках. Только для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD335/NKp46 человека
Примечания/Синонимы	LY94; CD335; NKp46; NK-p46
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	9437
Идентификатор гена	9437
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-254 CD335/NKp46 человека (NP_004820.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O76036
Молекулярная масса белка	21 кДа/22 кДа/23 кДа/32 кДа/34 кДа
Транспортировка	Хладоэлемент (пакет со льдом)