

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd335/Nkr46 Для Иф/Ицп И Пц - O76036

Артикул: CM0009028



введение

Меченные кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD335/NKp46 (NCR1). Подходят для детекции NK-клеток методом иммунофлуоресценции (ИФ/ИЦП) и проточной цитометрии. Валидированы на образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человек CD335/NKp46 мАт
Примечания/Псевдонимы	NCR1; CD335; LY94; NK-p46; NKp46; рецептор 1 запуска естественной цитотоксичности
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9437
ID гена	9437
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-254 человеческого CD335/NKp46 (NP_004820.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФ/ИЦП, ПЦ
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O76036
Молекулярный вес белка	21кДа/22кДа/23кДа/32кДа/34кДа
Доставка	Сумка со льдом