

Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd335/Nkp46 Для Иф/Ицц, Пц - O76036

Артикул: CM0010427



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD335/NKp46 (NCR1), валидированные для иммунофлуоресценции и проточной цитометрии. Идеально подходят для исследований естественных киллерных клеток и иммунотипирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий CD335/NKp46 мАт
Примечания/Псевдонимы	NCR1, CD335, LY94, NK-p46, NKp46, рецептор 1 запуска естественной цитотоксичности
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9437
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 22-254 человеческого CD335/NKp46 (NP_004820.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФ/ИЦЦ, ПЦ
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O76036
Молекулярный вес белка	21кДа/22кДа/23кДа/32кДа/34кДа (множественные изоформы)
Доставка	Со льдом