

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd336/Nk-P44 Для Проточной Цитометрии - 095944

Артикул: CM0010171



введение

Высококачественные конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD336/NK-p44 (NCR2). Валидированы для проточной цитометрии (FC) активированных естественных киллерных клеток; 31 кДа. Идеально подходят для исследований в области опухолевой иммунологии и NK-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела против человеческого CD336/NK-p44
Примечания/Псевдонимы	LY95; CD336; NKP44; NK-p44; dJ149M18.1
Вид	Человек
ID Gene (Человек)	9436
ID Gene	9436
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-190 человеческого CD336/NK-p44 (NP_004819.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	095944
Молекулярный вес белка	31 кДа
Доставка	Сумка со льдом