


Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd337/Nkp30 Для Проточной Цитометрии - O14931

Артикул: CM0009679



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD337/NKp30, валидированные для проточной цитометрии. Подходят для изучения цитотоксичности NK-клеток и созревания дендритных клеток в исследованиях в области иммунноонкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human CD337/NKp30 mAb
Примечания/Псевдонимы	1C7; MALS; CD337; LY117; NKp30
Вид	Человек
GeneID (Человек)	259197
GeneID	259197
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-135 человеческого CD337/NKp30 (NP_667341.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14931
Молекулярный вес белка	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
Доставка	Сумка со льдом