


Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd337/Nkr30 Для Проточной Цитометрии — O14931

Артикул: CM0011089



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий CD337/NKp30, валидированное для проточной цитометрии. Подходит для исследования естественных киллерных клеток, опухолевой иммунологии и изучения цитотоксичности NK-клеток. Реагирует с человеческим материалом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого CD337/NKp30
Примечания/Синонимы	1C7; MALS; CD337; LY117; NKp30
Вид	Человек
ID гена (человек)	259197
ID гена	259197
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 19-135 человеческого CD337/NKp30 (NP_667341.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14931
Молекулярная масса белка	16кДа/17кДа/18кДа/19кДа/20кДа/21кДа
Доставка	Холодовой пакет