


## Кроличья Моноклональная Антитела Против Человеческого Cd337/Nkr30 Для Проточной Цитометрии - O14931

Артикул: CM0004132



### введение

Высококачественная кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий CD337/NKp30 (NCR3) для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения цитотоксичности NK-клеток, опухолевой иммунологии и созревания дендритных клеток.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличья антитела против человеческого CD337/NKp30, мкАт                                                                                     |
| Примечания/алиасы         | 1C7; MALS; CD337; LY117; NKp30                                                                                                               |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                      |
| GeneID (человек)          | 259197                                                                                                                                       |
| GeneID                    | 259197                                                                                                                                       |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 19-135 человеческого CD337/NKp30 (NP_667341.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                       |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                      |
| Применение                | ПЦ (Проточная цитометрия)                                                                                                                    |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                                      |
| SWISS                     | O14931                                                                                                                                       |
| Молекулярная масса белка  | 16кДа/17кДа/18кДа/19кДа/20кДа/21кДа                                                                                                          |
| Доставка                  | Аккумулятор холода                                                                                                                           |