


Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd337/Nkp30 Для If/Icc И Fc (Внутриклеточного Окрашивания) — O14931

Артикул: CM0006067



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика против человеческого CD337/NKp30, валидированное для IF/ICC и внутриклеточной проточной цитометрии. Нацелено на рецептор 3, запускающий естественную цитотоксичность (NCR3), экспрессируемый на NK-клетках; реактивно к человеческому белку, O14931.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого CD337/NKp30
Примечания/синонимы	NCR3; 1C7; CD337; LY117; MALS; NKp30; рецептор 3, запускающий естественную цитотоксичность
Вид	Человек
GeneID (человек)	259197
GeneID	259197
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19–135 человеческого CD337/NKp30 (NP_667341.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC (внутриклеточное окрашивание)
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	O14931
Молекулярная масса белка	16 кДа/17 кДа/18 кДа/19 кДа/20 кДа/21 кДа
Условия транспортировки	Сумка со льдом