

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd34, Меченное , Для Проточной Цитометрии — P28906

Артикул: CM0009091

введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика против человеческого CD34 (P28906) для проточной цитометрии. Обнаруживает гемопоэтические прогениторные клетки и эндотелиальные клетки. Подходит для применения в проточной цитометрии при исследованиях гемопоэза. Только для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого CD34, меченное
Примечания/Алиасы	CD34; молекула CD34; GIG3
Вид реагирования	Человек
ИД гена (человек)	947
ИД гена	947
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 170–290 человеческого CD34 (NP_001020280.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P28906
Молекулярная масса белка	35 кДа/41 кДа
Доставка	С использованием аккумуляторов холода