

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd34 Для If/Icc И Fc - P28906

Артикул: CM0004865

введение

Моноклональное антитело кролика, меченное и нацеленное на человеческий CD34, валидированное для иммунофлуоресценции (IF/ICC) и проточной цитометрии (FC). Идеально для исследований гемопоэтических стволовых клеток и эндотелиальных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому CD34 mAb
Примечания/Алиасы	CD34; молекула CD34; GIG3; MORT1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	947
ID гена	947
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 170-290 человеческого CD34 (NP_001020280.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P28906
Молекулярная масса белка	35кДа/41кДа
Доставка	Холодовой пакет (лед)