

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd34, Меченное , Для Иф/Ик И Проточной Цитометрии — P28906

Артикул: CM0012332

введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика к человеческому CD34, валидированное для иммуофлуоресценции и проточной цитометрии. Подходит для исследований гемопоэтических стволовых и эндотелиальных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело к человеческому CD34
Примечания/Алиасы	CD34; молекула CD34; GIG3; MORT1
Вид реагирования	Человек
GeneID	947
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 170–290 человеческого CD34 (NP_001020280.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФ/ИК, ПЦ
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P28906
Молекулярная масса белка	35 кДа/41 кДа
Доставка	Холодильный пакет