

Кроличья Моноклональная Антитела К Человеческому Cd35 Mab Для Фк - P17927

Артикул: CM0005027

введение

Моноклональная антитело кролика против человеческого CD35 для проточной цитометрической детекции рецептора комплемента 1 типа (CR1) человека на эритроцитах и иммунных клетках. Только для научно-исследовательских работ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human CD35 mAb
Примечания/Альтернативные названия	CR1; C3BR; C4BR; CD35; KN; рецептор комплемента тип 1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1378
ID гена	1378
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 901-1095 человеческого CD35 (NP_000564.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ФК (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P17927
Молекулярная масса белка	223 кДа
Доставка	С ледяным пакетом