

Моноклональные Антитела Кролика Против Человеческого Cd35 Для Проточной Цитометрии - P17927

Артикул: CM0008365



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD35 (CR1). Валидированы для проточной цитометрии, обнаруживают рецептор комплемента 1-го типа на эритроцитах и иммунных клетках. Идеально подходят для изучения иммунной адгезии и комплемент-зависимого клиренса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий CD35 мАт
Примечания/Псевдонимы	CR1; C3BR; C4BR; CD35; KN; рецептор комплемента 1-го типа
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1378
ID гена	1378
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 901-1095 человеческого CD35 (NP_000564.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P17927
Молекулярный вес белка	223кДа
Доставка	Сумка со льдом