

Кроличье Моноклональное Антитело К Cd352/Slamf6 Человека Для Проточной Цитометрии (Fc) - Q96Du3

Артикул: CM0012043



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , направленное против CD352/SLAMF6 человека для проточной цитометрии. Валидировано для образцов человека; SLAMF6 — это самолигандный рецептор, модулирующий активацию NK- и T-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	кроличье МАТ к CD352/SLAMF6 человека
Примечания/Синонимы	SLAMF6; CD352; KALI; KALib; Ly108; NTB-A; NTBA; SF2000; член 6 семейства SLAM
Вид	Человек
GeneID (человек)	114836
GeneID	114836
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-215 CD352/SLAMF6 человека (NP_001171643.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96DU3
Молекулярная масса белка	24 кДа / 37 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет