

Кроличья Моноклональная Антитело К Человеческому Cd353/Slamf8, Меченная , Для Проточной Цитометрии — Q9P0V8

Артикул: CM0009379

введение

Конъюгированная с кроличья моноклональная антитело, нацеленная на человеческий CD353 (SLAMF8). Валидирована для проточной цитометрии, подходит для исследований В-клеток и лимфоидной ткани. Надежное сырье для IVD от CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья мАнт к человеческому CD353/SLAMF8
Примечания/Алиасы	BLAME; CD353; SBB142
Вид	Человек
ID гена (человек)	56833
ID гена	56833
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 23-123 человеческого CD353/SLAMF8 (NP_064510.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9P0V8
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	С ледяным пакетом