


Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd355/Crtam Для Проточной Цитометрии - O95727

Артикул: CM0008541



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого CD355/CRTAM для проточной цитометрии. Нацелено на CRTAM, молекулу адгезии Т-клеток, регулирующую активацию и удержание в тканях. Подходит для исследований Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD355/CRTAM
Примечания/Альтернативные названия	CD355
Вид	Человек
GeneID (Человек)	56253
GeneID	56253
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-287 человеческого CD355/CRTAM (NP_062550.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O95727
Молекулярная масса белка	22 кДа/44 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом