

Кролик Анти-Человеческий Cd369/Dectin-1 Мат Для Проточной Цитометрии - Q9Vxn2

Артикул: CM0009345

введение

Высококачественное конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD369/Dectin-1 (CLEC7A), рецептора распознавания паттернов бета-глюканов. Валидировано для проточной цитометрии, подходит для исследований врожденного иммунитета и патогенеза грибковых инфекций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Кролик анти-Человеческий CD369/Dectin-1 мАт
Примечания/Псевдоним	CLEC7A; BGR; CANDF4; CD369; CLECSF12; DECTIN1; SCARE2; C-тип лектиновый домен, содержащий 7A
Вид	человек
GeneID	64581
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный белок слияния, содержащий аминокислоты 66-247 человеческого CD369/Dectin-1, NP_922938.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9VXN2
Молекулярный вес белка	5кДа/8кДа/13-27кДа
Доставка	Сумка со льдом