


Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd370/Clec9A - Q6Uxn8

Артикул: CM0007863



введение

Высокоспецифичное моноклональное антитело кролика, конъюгированное с и нацеленное на человеческий CLEC9A/CD370, валидированное для проточной цитометрии. Идеально для исследований дендритных клеток и перекрестного представления антигенов мертвых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD370/CLEC9A
Примечания/Альтернативные названия	CD370; DNGR1; DNGR-1; UNQ9341
Вид	Человек
ID гена	283420
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 110-241 человеческого CD370/CLEC9A (NP_997228.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q6UXN8
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом