


## Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd370/Clec9A Для Проточной Цитометрии — Q6Uxn8

Артикул: CM0011780



### введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика против человеческого CD370/CLEC9A (DNGR-1), валидированное для проточной цитометрии. Распознаёт рецептор дендритных клеток для антигенов, связанных с погибшими клетками. Идеально подходит для иммунофенотипирования и биологических исследований.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | моноклональное антитело кролика против человеческого CD370/CLEC9A                                                                                               |
| Примечания/синонимы       | CD370; DNGR1; DNGR-1; UNQ9341                                                                                                                                   |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                         |
| GeneID (человек)          | 283420                                                                                                                                                          |
| GeneID                    | 283420                                                                                                                                                          |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 110-241 человеческого CD370/CLEC9A (NP_997228.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                          |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                                         |
| Применение                | FC                                                                                                                                                              |
| Перекрёстная реактивность | Человек                                                                                                                                                         |
| SWISS                     | Q6UXN8                                                                                                                                                          |
| Молекулярная масса белка  | 27 кДа                                                                                                                                                          |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                                                  |