


, Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd370/Clec9A Для Проточной Цитометрии — Q6Uxn8

Артикул: CM0006042



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD370/CLEC9A (Q6UXN8). Валидировано для проточной цитометрии, что позволяет идентифицировать дендритные клетки BDCA3+ и проводить исследования кросс-презентации антигенов погибших клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	, кроличье моноклональное антитело против человеческого CD370/CLEC9A
Примечания/синонимы	CD370; DNGR1; DNGR-1; UNQ9341
Вид	Человек
GeneID	283420
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 110-241 человеческого CD370/CLEC9A (NP_997228.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q6UXN8
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом