


Кроличья Антитело Mab К Человеческому Cd38 - P28907

Артикул: CM0009353



введение

Моноклональное кроличье антитело к человеческому CD38 для проточной цитометрии. Нацелено на CD38 (АДП-рибозилциклиза 1), участвующий в кальциевом сигналинге и клеточной адгезии. Подходит для образцов человеческого происхождения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья mAb к человеческому CD38
Примечания/Альтернативные названия	CD38; ADPRC 1; ADPRC1; Молекула CD38
Вид	Человек
ID гена (человек)	952
ID гена	952
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 43-300 человеческого CD38 (P28907)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P28907
Молекулярная масса белка	13кДа/34кДа
Доставка	Хладоэлемент