


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd38, Меченное , Для Проточной Цитометрии — P28907

Артикул: CM0005572



введение

Конъюгированное красителем кроличье моноклональное антитело к человеческому антигену CD38, предназначенное для проточной цитометрии. CD38 является многофункциональной трансмембранной гликопротеином, обладающим ферментативной и рецепторной функцией, участвующим в кальциевой сигнализации и активации лимфоцитов. Идеально подходит для иммунофенотипирования и исследований иммунных клеток, диабета и онкологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАнтитело против человеческого CD38, меченное
Примечания/Альтернативные названия	CD38; ADPRC 1; ADPRC1; молекула CD38
Вид	Человек
ID гена (человек)	952
ID гена	952
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 43-300 фрагмента человеческого CD38 (P28907).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P28907
Молекулярная масса белка	13 кДа/34 кДа
Доставка	Холодильный пакет