

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd39/Entpd1 Для Проточной Цитометрии - P49961

Артикул: CM0008818

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD39/ENTPD1, для проточной цитометрии. Специфично к человеческому CD39, валидировано для применения в ПЦ. Идеально для иммунологических исследований эктонуклеотидазной активности и активации лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD39/ENTPD1
Примечания/Альтернативные названия	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	953
GeneID	953
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 255-442 человеческого CD39/ENTPD1 (NP_001767.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P49961
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом