

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd39/Entpd1 Для Проточной Цитометрии - P49961

Артикул: CM0004899

введение

-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD39/ENTPD1, для проточной цитометрии. Валидировано на человеческих образцах для исследований эктонуклеотидаз и иммунной активации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD39/ENTPD1
Примечания/Альтернативные названия	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1
Вид	Человек
GeneID	953 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 255-442 человеческого CD39/ENTPD1 (NP_001767.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P49961
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	С охлаждением (ледяной пакет)