

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd4, Конъюгированное , Для Пцф — P01730

Артикул: CM0005153



введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого CD4, меченное флуорохромом , предназначенное для проточной цитометрии (ПЦФ). Направлено против гликопротеина поверхности Т-клеток CD4 (Т4/Leu-3), подтверждена реактивность с человеческим антигеном. Только для научно-исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	МкА кролика против человеческого CD4, конъюгированный
Примечания/Альтернативные названия	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Вид реагирующего антигена	Человек
ID гена (человек)	920
ID гена	920
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 26-207 человеческого CD4 (NP_000607.1)
Источник получения	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦФ
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01730
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия доставки	В ледяной упаковке