


, Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd40 — P25942

Артикул: CM0008514



введение

Моноклональные антитела , полученные у кролика, против человеческого CD40 для проточной цитометрии (FC). Определяют человеческий CD40 (p50, Bp50, CDW40, TNFRSF5) — ключевой иммунный рецептор. Идеально подходят для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	, кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD40
Примечания/синонимы	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Вид	Человек
GeneID (человек)	958
GeneID	958
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21–193 человеческого CD40 (P25942).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P25942
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом