


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd40 Для Проточной Цитометрии — P25942

Артикул: CM0010401



введение

Это конъюгированное с кроличье моноклональное антитело нацелено на человеческий CD40 и валидировано для проточной цитометрии. Подходит для исследований В-клеток и карцином, а также изучения иммунной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье МАб против человеческого CD40
Примечания/псевдонимы	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Вид	Человек
GeneID (человек)	958
GeneID	958
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-193 человеческого CD40 (NP_001241.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P25942
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом