


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd40 Для Проточной Цитометрии - P25942

Артикул: CM0012093



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные на человеческий CD40 (TNFRSF5), валидированные для проточной цитометрии. Идеально подходят для изучения активации В-клеток и макрофагов, иммунного ответа и сигналинга CD40-CD40L.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий CD40 мАт
Примечания/Псевдоним	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	958
GeneID	958
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-193 человеческого CD40 (P25942)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P25942
Молекулярный вес белка	31кДа
Доставка	Сумка со льдом