

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd42В Для Проточной Цитометрии — P07359

Артикул: CM0011433



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика против человеческого CD42b для проточной цитометрии (ПЦ). Нацелено на альфа-цепь гликопротеина Ib тромбоцитов (GP1BA, CD42b, P07359). Подходит для исследований гемостаза, тромбоза и биологии тромбоцитов. Высококачественное сырье для ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого CD42b, мкАт
Примечания/Синонимы	BSS; GP1B; VWDP; CD42B; GPIbA; BDPLT1; BDPLT3; DBPLT3; GPIbalpha; CD42b-alpha
Вид	Человек
ID гена (человек)	2811
ID гена	2811
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 15–531 человеческого CD42b (NP_000164.5)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P07359
Молекулярная масса белка	72 кДа
Доставка	Айс-пакет