

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd45Ra () Для Проточной Цитометрии - P08575-8

Артикул: CM0012168

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD45RA (изоформа 6) для проточной цитометрии, 138 кДа. Идеально подходят для идентификации подмножеств лейкоцитов человека и иммунотипирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи МАТ против человеческого CD45RA
Примечания/Псевдонимы	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Вид	Человек
GeneID (человек)	5788
GeneID	5788
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-482 человеческого CD45RA, P08575-8)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08575-8
Молекулярная масса белка	138 кДа
Доставка	Сумка со льдом