

Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому Cd45Ra Для Проточной Цитометрии — P08575-8

Артикул: CM0012206

введение

Моноклональное антитело кролика к человеческому CD45RA для проточной цитометрии. Определяет изоформу 6 CD45 (L-CA, T200) массой 138 кДа на лейкоцитах человека. Надёжный инструмент для иммунофенотипирования и анализа иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к человеческому CD45RA
Примечания/синонимы	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Вид	Человек
GeneID (человек)	5788
GeneID	5788
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-482 человеческого CD45RA (P08575-8)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P08575-8
Молекулярная масса белка	138 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом