

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd45Ra Для Проточной Цитометрии - P08575-8

Артикул: CM0008797

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , нацеленное на человеческий CD45RA (изоформа 6 PTPRC). Валидировано для проточной цитометрии, обеспечивая точное иммунофенотипирование лейкоцитов в клинических и исследовательских условиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	Кроличье анти-человеческое CD45RA mAb
Примечания/Альтернативные названия	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Вид	Человек
Gene ID (Human)	5788
Gene ID	5788
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-482 человеческого CD45RA (P08575-8).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08575-8
Молекулярная масса белка	138 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом