

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd45Ra Для Проточной Цитометрии - P08575-8

Артикул: CM0009781

введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , нацеленное на человеческий CD45RA (изоформа 6, P08575-8) для проточной цитометрии. Перекрестно реагирует с человеком; идеально для исследований иммунофенотипирования лейкоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-человеческое CD45RA mAb
Примечания/Альтернативные названия	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Вид	Человек
ID гена (человек)	5788
ID гена	5788
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-482 человеческого CD45RA (P08575-8)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08575-8
Молекулярная масса белка	138 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом