

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd45Ra Для Проточной Цитометрии - P08575-8

Артикул: CM0005057

введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий CD45RA (изоформа 6 PTPRC, P08575-8) для проточной цитометрии. Идеально подходит для иммунофенотипирования гемопоэтических клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого CD45RA (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5788
GeneID	5788
Иммуноген	Рекомбинантный белок[Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-482 человеческого CD45RA (P08575-8).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08575-8
Молекулярная масса белка	138 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом